

## **MATERI PERTEMUAN 12**

### **LATIHAN TEST PAULI**

Pada sesi 12 kali ini, kita akan mulai latihan membawakan Tes PAULI.

Tujuan dari pemberian instruksi tes PAULI ini yaitu untuk menuntun peserta tes secara klasikal dalam mengerjakan Tes PAULI, sehingga diperoleh data yang memadai untuk dapat diinterpretasikan.

Adapun hal yang harus dipersiapkan, antara lain:

- a. Tester → sebagai seorang tester, perlu memiliki kemampuan yang mencakup :
  - i. Kemampuan memahami pemeriksaan psikologi dan memberikan instruksi Tes Pauli.
  - ii. Kemampuan mengendalikan situasi kelas.
  - iii. Kemampuan observasi kelas.
- b. Lembar Tes Pauli → dipersiapkan untuk setiap peserta (jumlahnya dipersiapkan lebih banyak dari jumlah peserta)
- c. Alat tulis (pensil / bolpoint) → dipersiapkan untuk setiap peserta.
- d. Stop Watch.
- e. Grafik Pauli

#### **PERSIAPAN**

Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan, antara lain:

- Tulislah angka-angka secara menurun (atas ke bawah) dengan beberapa kolom (contoh dapat dilihat pada buku diktat halaman 22).
- Bagikanlah lembar PAULI dengan isian untuk Nomor, Nama, dsb, terletak di sebelah atas.

#### **INSTRUKSI**

Panduan dalam pengadministrasian tes PAULI ini dapat Anda pelajari dari Diktat Intruksi Pemeriksaan Psikologi secara Klasikal, bagian Tes PAULI (buku kuning, halaman 22-23).

## **CATATAN**

Ada hal-hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan test PAULI dan WAJIB dipahami oleh Tester, antara lain:

- Waktu setiap aba-aba GARIS adalah 3 menit, sehingga keseluruhan waktu pelaksanaan test PAULI adalah 60 menit (di luar instruksi)
- Segera setelah mulai, Tester berkeliling untuk meneliti apakah cara testee menjumlahkan angka-angka telah benar. Jika ada yang keliru, misalnya melompat-lompat, betulkanlah dengan cepat.
- Segera setelah aba-aba GARIS yang pertama diberikan, Tester berkeliling untuk meneliti apakah semua testee telah membuat garis dengan benar. Jika ada yang belum atau garisnya terlalu panjang/terlalu pendek, koreksilah dengan cepat. Sesekali diteliti setelah aba-aba GARIS berikutnya.
- Periksalah apakah ada testee yang melompati kolom, jika ada, berilah coretan pada kolom yang dilompati itu dengan pensil. Jelaskanlah pada testee untuk selanjutnya jangan sampai melompati baris lagi, jelaskan bahwa yang sudah terlanjut dilompati tidak apa-apa, tidak mempengaruhi evaluasinya.
- Periksalah apakah ada testee yang telah membalik lembar tes PAULI sebelum waktu atau setengah jam. Kalau ada, berarti testee itu memerlukan lembar tes PAULI baru sebelum waktu tes berakhir.

## **PENTING !!**

- Sebelum mulai member instruksi, putarlah stopwatch penuh, sehingga tidak perlu memutarnya pada saat tes PAULI berlangsung. Ada jenis stopwatch yang tidak boleh diputar pada saat sedang berjalan. INTINYA, pelajari dahulu bagaimana cara mengoperasikan stopwatch Anda karena setiap stopwatch bisa berbeda-beda cara mengoperasikaninya.
- Jika mungkin, pakailah 2 stopwatch, untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan, tetapi stopwatch kedua harus dipegang oleh tester lainnya.
- Ada baiknya membuat penghitung jumlah garis di kertas yang bisa dicoret setiap kali aba-aba GARIS telah diberikan, sehingga tidak terlupa sudah GARIS ke berapa dan tepat ketika menginstruksikan STOP.